

ANALYSETTE 22 - MicroTec PLUS

Laserová analýza velikosti částic

Měřicí rozsah 0,08 – 2000 μm



Vážení přátelé,
jako výhradní zástupce firmy FRITSCH v České republice bychom Vám rádi představili **nový model** – laserový analyzátor velikosti částic **ANALYSETTE 22 MicroTec PLUS**, který nahrazuje svým měřicím rozsahem dva dřívější modely, Compact a MicroTec.

Nový přístroj se vyznačuje extra širokým rozsahem měření, vysokým rozlišením a citlivostí, malým požadavkem na velikost pracovního místa a to vše **za velmi příznivou cenou !!**

Přístroj se skládá z centrální měřicí jednotky a dispergačního modulu, který lze rychle a jednoduše vyměnit.

MicroTech plus je univerzální přístroj pro stanovení velikosti částic práškových vzorků, pevných látek v suspenzích a emulzích. Je vhodný pro využití při kontrole kvality i při provozní kontrole.

- ◆ Vysoká přesnost měření
- ◆ Pevná měřicí cela
- ◆ Nízká navážka vzorku
- ◆ Revoluční Dual-Laser technologie
- ◆ Praktický modulární systém
- ◆ Rychlá výměna mokrého a suchého měření
- ◆ Variabilní objem suspenze mokré dispergační jednotky
- ◆ Jednoduché čištění aj.



V současné době si můžete zvolit ze dvou modelů Laserových analyzátorů částic:

ANALYSETTE 22 MicroTec plus:	rozsah měření 0,08 - 2000 μm
ANALYSETTE 22 NanoTec:	rozsah měření 0,01 - 2000 μm

Vyžádejte si od nás více informací a aktuální cenovou nabídku !!!