

Příslušenství pro měření za sucha- objektivy		
28.2060.00	Telecentrická čočka zvětšení 0,157x s podavačem 50mm a nálevkou na vzorky 2000ml (měřicí rozsah 90 μ m – 20 mm, hloubka ostrosti ~27 mm)	
28.2061.00	Telecentrická čočka zvětšení 0,35x s podavačem 20mm a nálevkou na vzorky 250ml (měřicí rozsah 40 μ m – 9 mm, hloubka ostrosti ~5 mm)	
28.2062.00	Telecentrická čočka zvětšení 0,735x s podavačem 20mm a nálevkou na vzorky 250ml (měřicí rozsah 20 μ m – 4,5 mm, hloubka ostrosti ~1,2 mm)	

Příslušenství pro měření za mokra		
28.2600.00	Přístroj na mokré měření, 150-500ml	
22.9270.00	Ultrazvukový box Pro ultrazvukovou dispergaci s nastavitelným výkonem, max. 50Watt	
28.2017.00	Telecentrická čočka zvětšení 0,35x (měřicí rozsah 20 μ m – 3000 μ m, hloubka ostrosti ~5 mm)	
28.2018.00	Telecentrická čočka zvětšení 0,735x (měřicí rozsah 10 μ m – 2000 μ m, hloubka ostrosti ~1,2 mm)	
28.2501.00	Telecentrická čočka zvětšení 1,333x (měřicí rozsah 5 μ m – 1000 μ m, hloubka ostrosti ~0,5 mm)	
22.8566.26	Měřicí cela 4 mm pro průtokovou měřicí celu	

Příslušenství pro certifikovanou kalibraci		
28.2224.00	Kalibrační deska s tečkami 0,5mm, pro kalibraci Analysette 28 s telocentrickým objektivem (28.2060.00 nebo 28.2061.00)	
28.2225.00	Kalibrační deska s tečkami 0,125mm, pro kalibraci Analysette 28 s telocentrickým objektivem (28.2062.00) a objektivu pro dispergační jednotku pro měření za mokra.	

