

Nová řada přístrojů KJELDATHERM® KTs – Funkce a výhody



KJELDATHERM® KT-Ls Automatický zdvih	Funkce	Výhody
	Zpracování dat & Dokumentace - ochrana dat heslem - různá úroveň záznamu: obsluha, lab manager, servis - zpracování dat během provozní doby - přenos dat (CSV soubor) přes USB rozhraní do LIMS nebo PC	Záznamy - Nové KJELDATHERM® KTs mineralizátory společně se záznamem dat vyhovují požadavkům certifikovaných nebo akreditovaných laboratoří (ISO 9001, DIN ISO 17025, GLP) Například, ISO 17025 požadavky: - transparentní zpracování dat - kompletnost dat - dohledatelnost naměřených dat - precizní dokumentace
	Každodenní práce - automatická funkce výtahu, lze naprogramovat Turbosog a ventil chlazení - funkce předehřátí - k dispozici předem nadefinované metody - akustický signál pro varování On/OFF	Úspora času - bezobslužný provoz, zůstává více času pro jinou laboratorní práci - okamžitý start mineralizace bez čekání na dosažení správné teploty - vyběr metody a okamžitý start - přístroj vás může upozornit, kdy je zapotřebí vaší pozornosti
	Analytická výkonnost - editované metody (až 40) - nastavitelný topný výkon: 33%, 66%, 100% - splnění požadavků pro mezinárodní standardy jako jsou DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, EU regulace, APHA, PH. Eur. 2.5.33 metoda 7, Procedura A	Zajištění dobrých výsledků - flexibilita pro různé typy vzorků - prospěšné při práci s různými typy vzorků - KJELDATHERM® KTs systémy jsou založeny na osvědčeném dizajnu starších bloků KJELDATHERM s excelentními výsledky mezilaboratorních testů
	Bezpečnost práce - on/off tlačítko na přední straně - výtah - výtah s ochranným upnutím - efektivní odsávací zařízení	Zvýšená bezpečnost práce - snadný přístup, prevence - automatizace, možnost bezobslužné mineralizace, komfort ovládání - bezproblémová práce, prevence - ochrana zdraví a ovzduší
	Transparentnost - boční inspekční okénko - osvětlené tuby se vzorky - velký displej - grafický displej	Sledování toho co se děje - snadná vizuální kontrola procesu - žádná analýza černé skříňky - více informací při prvním pohledu - lze zobrazit diagramy teplota-čas, snadné zjištění odchylek

KJELDATHERM KTs Manuální zdvih		
	KJELDATHERM® mineralizační systém KTs (w/o výtah) Má stejné funkce jako KJELDATHERM® mineralizační systémy KT-Ls (s výtahem), mimo: - výtah - osvětlení vzorku - kontrala TURBOSOG - ventil na kontrolu chlazení vody	

Výhradní zástupce v ČR :