

Příslušenství:

	Mlecí misky 500 ml <i>Příslušenství pro PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 and PULVERISETTE 6 classic line</i>
50.1055.00	Achát s ocelovým pouzdrem
50.1060.00	Sinterkorund- sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
50.1110.00	Zirkonoxid
50.1090.00	Tvrzená nerezová ocel
50.1310.00	Siliciumnitrid- silicon nitride, s ocelovým pouzdrem
50.2661.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE pr. 121/110 mm, pro achátové misky objemu 500 ml
50.1010.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE pr. 110/101 mm, pro silicon nitride misky objemu 500 ml
50.1230.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE pr. 116/100 mm, pro všechny jiné misky objemu 500 ml
	Mlecí miska 250 ml <i>Pro PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 and PULVERISETTE 6 classic line</i>
50.2055.00	Achát s ocelovým pouzdrem
50.2060.00	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
50.2110.00	zirconium oxide
50.2090.00	Tvrzená nerezová ocel
50.2080.00	Wolframkarbid tvrdokov, s ocelovým pouzdrem
50.2310.00	silicon nitride, s ocelovým pouzdrem
50.2011.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE 85/70 mm dia. pro achátové misky objemu 250 ml
50.2010.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE 85/76 mm dia. pro silicon nitride misky objemu 250 ml
50.2230.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE 90/75 mm dia. pro ostatní misky objemu 250 ml
	Mlecí miska 80 ml <i>pro PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 and PULVERISETTE 6 classic line</i>
50.4055.00	Achát s ocelovým pouzdrem
50.4060.00	sinterkorund (99.7 % Al ₂ O ₃)
50.4110.00	Zirkonoxid
50.4090.00	Tvrzená nerezová ocel
50.4080.00	Wolframkarbid, s ocelovým pouzdrem
50.4310.00	Siliciumnitrid
50.2011.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE pr. 85/70 mm, pro achátové misky objemu 80 ml
50.4230.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE pr. 80/65 mm, pro všechny misky objemu 80 ml
90.1120.09	Adapter pro mlecí misky objemu 80 ml
	Víko s ventilem pro mlecí misky 500ml <i>pro PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 and PULVERISETTE 6 classic line</i>
50.8010.00	Achát s ocelovým pouzdrem
50.9100.00	zirconium oxide
50.8400.00	Tvrzená nerezová ocel
50.9150.00	silicon nitride s ocelovým pouzdrem
50.8013.16	Náhradní těsnící kroužek vyroben z Viton pro víko s ventilem pro achátové misky objemu 500 ml
50.1230.16	Náhradní těsnící kroužek vyroben z Viton pro víko s ventilem pro ostatní misky objemu 500 ml
	Víko s ventilem pro mlecí misky 250ml <i>pro PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 and PULVERISETTE 6 classic line</i>
50.8100.00	Achát s ocelovým pouzdrem
50.8950.00	zirconium oxide
50.8500.00	Tvrzená nerezová ocel
50.8600.00	hardmetal tungsten carbide s ocelovým pouzdrem
50.8900.00	silicon nitride s ocelovým pouzdrem
50.2011.16	Těsnící kroužek vyroben z Vitonu pro víko s ventilem pro achátové misky objemu 250 ml
50.2010.16	Těsnící kroužek vyroben z Vitonu pro víko s ventilem pro silicon nitride misky objemu 250ml
50.2230.16	Těsnící kroužek vyroben z Viton pro víko s ventilem pro ostatní misky objemu 250 ml

	Víka s ventilem pro mlecí misky 80ml <i>pro PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 and PULVERISETTE 6 classic line</i>
50.8100.00	Achát s ocelovým pouzdrém
50.8840.00	zirconium oxide
50.8700.00	Tvrzená nerezová ocel
50.8880.00	hardmetal tungsten carbide s ocelovým pouzdrém
50.2011.16	Těsnící kroužek vyroben z Viton pro víko s ventilem pro achátové misky objemu 80 ml
50.4230.16	Těsnící kroužek vyroben z Viton pro víko s ventilem pro ostatní misky objemu 80 ml
90.1400.00	Uzamykatelný systém pro všechny misky objemu 500 ml, 250 ml, 80 ml

	Mlecí kuličky pro planetové mlýnky <i>Pro PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5, PULVERISETTE 6 and PULVERISETTE 7</i>
	Mlecí kuličky 40 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml
55.0400.06	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
55.0400.27	zirconium oxide
55.0400.09	tvrzená nerezová ocel
55.0400.31	silicon nitride
	Mlecí kuličky 30 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml
55.0300.05	Achát, leštěný
55.0300.06	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
55.0300.27	zirconium oxide
55.0300.09	tvrzená nerezová ocel
55.0300.08	Wolframkarbid tvrdokov
55.0300.31	silicon nitride
	Mlecí kuličky 20 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml
55.0200.05	Achát, leštěný
55.0200.06	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
55.0200.27	zirconium oxide
55.0200.09	tvrzená nerezová ocel
55.0200.08	Wolframkarbid tvrdokov
55.0200.31	silicon nitride
	Mlecí kuličky 15 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml
55.0150.05	Achát, leštěný
55.0150.06	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
55.0150.27	zirconium oxide
55.0150.09	tvrzená nerezová ocel
55.0150.08	Wolframkarbid tvrdokov
55.0150.31	silicon nitride
	Mlecí kuličky 10 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml
55.0100.05	Achát, leštěný
55.0100.06	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
55.0100.27	zirconium oxide
55.0100.09	tvrzená nerezová ocel
55.0100.08	Wolframkarbid tvrdokov
55.0100.31	silicon nitride
	Mlecí kuličky 5 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml
55.0050.05	Achát, leštěný (100 ks váha asi 17 g) ¹⁾
55.0050.27	zirconium oxide (100 ks váha asi. 38 g) ¹⁾
55.0050.09	tvrzená nerezová ocel (100 ks váha asi. 52 g) ¹⁾
55.0050.08	Wolframkarbid tvrdokov (100 ks váha asi. 97 g) ¹⁾
	Mlecí kuličky menší než 3 mm dia. (cena za balení po 100g) <i>Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml</i>
55.0030.27	Zirkonoxid 3 mm
55.0020.27	Zirkonoxid 2 mm

55.0015.27	Zirkonoxid 1,5 mm
55.0010.27	Zirkonoxid 1 mm
55.0005.27	Zirkonoxid 0,5 mm
55.0001.27	Zirkonoxid 0,1 mm
55.0030.09	Tvrzená nerezová ocel 3 mm
55.0010.09	Tvrzená nerezová ocel 1 mm
55.0030.08	Wolframkarbid 3 mm
55.0016.08	Wolframkarbid 1,6 mm
55.0006.08	Wolframkarbid 0,6 mm

Doporučené a minimální množství kuliček na jednu misku						
mlecí miska	12ml	20ml	45ml	80ml	250ml	500ml
množství vzorku	0,5 - 5ml	1 - 9 ml	3 - 20 ml	10 - 30ml	30 - 125 ml	80 - 225 ml
průměr kuliček						
5 mm	50	80	180	250	1200	2000
10 mm	6	10	18	25	50	100
15 mm			7	10	45	70
20 mm				5	15	25
30 mm					6	8
40 mm						4
Pro kuličky průměru 3mm a menší. Doporučené množství kuliček na misku v gramech						
mlecí miska	12ml	20ml	45ml	80ml	250ml	500ml
Množství vzorku	0,5 – 5ml	1 – 9 ml	3 – 20 ml	10 – 30 ml	30 – 125 ml	80 – 225 ml
materiál						
Zirkonium oxide	20g	30g	70g	100g	400g	800g
Nerez / tvrzená ocel	30g	40g	90g	150g	500g	1100g
Wolframkarbid tvrdokov	50g	80g	200g	300g	1000g	2100g

Vložené množství kuliček by nemělo být menší, než uvedené doporučené množství. Množství kuliček se však může zvyšovat dle vlastností a chování mletého materiálu.

