

Příslušenství

	Mlecí misky 45 ml objem <i>pro PULVERISETTE 4 a PULVERISETTE 7 classic line</i>
50.7050.00	achát
50.7060.00	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
50.7110.00	zirconium oxide
50.7090.00	tvřená nerezová ocel
50.7080.00	Wolframkarbid tvrdokov
50.7310.00	silicon nitride
50.7200.00	polypropylene jednoúčelová miska (pouze pro PULVERISETTE 7 classic line)
07.3280.13	miskový adapter pro jednoúčelovou misku (pouze pro PULVERISETTE 7 classic line)
50.7250.20	náhradní těsnící kroužek PTFE 50/40 mm dia. pro všechny misky o objemu 45 ml
	Mlecí misky 12 ml objem <i>pro PULVERISETTE 4 a PULVERISETTE 7 classic line</i>
50.5050.00	achát
50.5060.00	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
50.5110.00	zirconium oxide
50.5090.00	tvřená nerezová ocel
50.5080.00	Wolframkarbid tvrdokov
50.5310.00	silicon nitride
50.5250.20	Náhradní těsnící kroužek PTFE 37/26 mm dia. pro všechny misky o objemu 12 ml

	Mlecí kuličky 15 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml
55.0150.05	Achát, leštěný
55.0150.06	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
55.0150.27	zirconium oxide
55.0150.09	tvřená nerezová ocel
55.0150.08	Wolframkarbid tvrdokov
55.0150.31	silicon nitride
	Mlecí kuličky 10 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml
55.0100.05	Achát, leštěný
55.0100.06	sintered corundum (99.7 % Al ₂ O ₃)
55.0100.27	zirconium oxide
55.0100.09	tvřená nerezová ocel
55.0100.08	Wolframkarbid tvrdokov
55.0100.31	silicon nitride
	Mlecí kuličky 5 mm dia. Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml
55.0050.05	Achát, leštěný (100 ks váha asi 17 g) ¹⁾
55.0050.27	zirconium oxide (100 ks váha asi. 38 g) ¹⁾
55.0050.09	tvřená nerezová ocel (100 ks váha asi. 52 g) ¹⁾
55.0050.08	Wolframkarbid tvrdokov (100 ks váha asi. 97 g) ¹⁾
	Mlecí kuličky menší než 3 mm dia. (cena za balení po 100g) <i>Pro mlecí misky 500 ml, 420 ml, 250 ml, 150 ml, 125 ml</i>
55.0030.27	Zirkonoxid 3 mm
55.0020.27	Zirkonoxid 2 mm
55.0015.27	Zirkonoxid 1,5 mm
55.0010.27	Zirkonoxid 1 mm
55.0005.27	Zirkonoxid 0,5 mm

55.0001.27	Zirkonoxid 0,1 mm
55.0030.09	Tvrzená nerezová ocel 3 mm
55.0010.09	Tvrzená nerezová ocel 1 mm
55.0030.08	Wolframkarbid 3 mm
55.0016.08	Wolframkarbid 1,6 mm
55.0006.08	Wolframkarbid 0,6 mm

Doporučené a minimální množství kuliček na jednu misku

mlecí miska	12ml	20ml	45ml	80ml	250ml	500ml
množství vzorku	0,5 - 5ml	1 - 9 ml	3 - 20 ml	10 - 30ml	30 - 125 ml	80 - 225 ml
průměr kuliček						
5 mm	50	80	180	250	1200	2000
10 mm	6	10	18	25	50	100
15 mm			7	10	45	70
20 mm				5	15	25
30 mm					6	8
40 mm						4

Pro kuličky průměru 3mm a menší. Doporučené množství kuliček na misku v gramech

mlecí miska	12ml	20ml	45ml	80ml	250ml	500ml
Množství vzorku	0,5 – 5ml	1 – 9 ml	3 – 20 ml	10 – 30 ml	30 – 125 ml	80 – 225 ml
materiál						
Zirkonium oxide	20g	30g	70g	100g	400g	800g
Nerez / tvrzená ocel	30g	40g	90g	150g	500g	1100g
Wolframkarbid tvrdokov	50g	80g	200g	300g	1000g	2100g

Vložené množství kuliček by nemělo být menší než uvedené doporučené množství.

Množství kuliček se však může zvyšovat dle vlastností a chování mletého materiálu.

